

洗浄ソニック酵素

EXV-N3 ダイレクション洗浄機との併用を考えて
優れた洗浄液を準備いたしました。
患者さんに使用された器具類にほとんど触れることなくオートクレーブまで
行うことの洗浄サイクルを可能とするシステムです。



- * HBS 抗原に高い不活化効果のある CAE の配合に血液、たん白分解酵素とアルカリの洗浄効果を加えることで、使用した外科用器具に付着した血液、タン白や脂肪を強力に分解し高い清掃効果が得られます。
- * イオン系界面活性剤で浸漬により汚れを剥がし再付着を防止します。
- * 強力な防錆剤を配合し外科用器具類の錆を抑えます。
- * 酵素液の交換のタイミングは使用頻度によって色（青色～黄色）の変化で液の劣化が目視で判断できるため、洗浄効果の有無の判断が分かりやすく安心して洗浄サイクルに沿って液交換ができます。

株式会社ビソニック
東京都豊島区北大塚 2-3-13-704